

Skin Hydration & Natural Glow durch Hydryal von Luminera:



Hydryal 2%

Luminera

Indikation:

1. Korrigiert oberflächliche Linien & Verbessert kleinere Hautschäden
2. Hydratisiert trockene und alternde Haut



Hydryal 3%

Luminera

Indikation:

1. Korrigiert feine bis mäßige Falten und Hautunebenheiten
2. Verbessert die Feuchtigkeitsversorgung
3. Verbessert die Hautelastizität



Hydryal 4%

Luminera

Indikation:

1. Korrigiert moderate Falten
2. Spendet Feuchtigkeit und macht dir Haut weicher
3. Stellt die Elastizität wieder her
4. Erreicht einen signifikanten Anti-Aging Effekt

HYDRYAL – HYDRATISIERUNG DER HAUT

Der Hydryal Skin Booster ist die perfekte Lösung zur Hydratisierung der Haut. Er hilft Ihnen, die Hautfeuchtigkeit und -elastizität zu verbessern, das Hautgewebe zu revitalisieren und ein natürlich strahlendes Aussehen zu erzielen. Die Produkte enthalten zusätzlich Mannitol, das oxidative Schäden verhindert und die Wirkungsdauer der Behandlung verlängert. Mannitol schafft eine Barriere, die die Hyaluronsäure vor freien Radikalen schützt und somit eine lange und natürliche Wirkung gewährleistet. Hydryal basiert auf unvernetzter Hyaluronsäure und bietet drei verschiedene Konzentrationen.

HYDRYAL 2%:

Inhalt: 20 mg/ml unvernetzte Hyaluronsäure plus Mannitol (9mg/ml)

Der Hydryal 2% Skinbooster kann zur Korrektur von oberflächlichen Linien und zur Verbesserung von kleineren Hautschäden verwendet werden. Er hydratisiert trockene und alternde Haut. Die Injektionstiefe für diesen Skinbooster ist dermal-epidermaler Übergang und oberflächliche Dermis. Als Behandlungsbereiche eignen sich Stirnlinien, Schläfen, Nasenrücken, orale Kommissuren, Lippenlinien, Krähenfüße, Wangenlinien, Marionettenlinien, Kinnlinien, Hals, Dekolleté und der Handrücken.

HYDRYAL 3%:

Inhalt: 30 mg/ml unvernetzte Hyaluronsäure plus Mannitol (9mg/ml)

Unser zweiter Skinbooster – mit einer 3%igen Konzentration der Hyaluronsäure. Dieser Skinbooster kann zur Korrektur von feinen bis mäßigen Falten und Hautunebenheiten verwendet

werden. Er verbessert die Feuchtigkeitsversorgung und die Hautelastizität. Die Injektionstiefe für diesen Skinbooster ist oberflächlich und mittlere Dermis – auch Quaddeltechnik möglich. Als Behandlungsbereiche eignen sich Gesicht, Hals, Dekolleté, Handrücken und der Fußspann.

HYDRYAL 4%:

(Inhalt: 40mg/ml unvernetzte Hyaluronsäure plus Mannitol (9mg/ml))

Der dritte Skinbooster ist mit einer Konzentration von 4% noch intensiver und auch auf dem Markt einzigartig. Dieser Skinbooster korrigiert moderate Falten, spendet Feuchtigkeit und macht die Haut weicher. Außerdem stellt er die Elastizität wieder her. Die Besonderheit bei diesem Skinbooster ist, dass er einen signifikanten Anti-Aging-Effekt hat. Die Injektionstiefe ist im Bereich der mittleren

Dermis. Als Behandlungsbereiche für diesen Skinbooster eignen sich Gesicht, Hals, Dekolleté, Handrücken und der Fußspann.

Schauen Sie sich über unseren QR-Code unser Video von Dr. med. Christos Koliussis an, in dem er die Anwendung von Hydryal darstellt und uns einige Einblicke in seine Arbeit mit Hydryal gewährt.

Viel Spaß beim Video wünscht Ihnen das Team von aesthetic visions.



Weitere Informationen:

aesthetic visions GmbH
Brüder-Grimm-Straße 135
DE-34134 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 3160800
info@aestheticvisions.de